

補綴物の種類でバーを使い分け

撤去を効率化!

がっちり固めたダイヤモンド粒子がわずかな時間で

ジルコニア を切り裂く!

ダイヤモンドバー **4ZR**

ピラミッドシェイプブレードがこれ1本で

チタン冠・コバルトボンド を同時に切り裂く!

カーバイドバー **H4MC**

タフなネックと鋭利なブレードがわずかな時間で

金パラ合金 を切り裂く!

カーバイドバー **H34**



パラジウム



コバルトボンド



ジルコニア



Quality Products
Made in Germany



サクッと削れる! リムーバルバー3シリーズ /
特別価格 キャンペーン!!
2025.1/21▶3/19

詳細は裏面をご覧ください ➡

ジルコニア用 ZRダイヤモンドバー FG

撤去や咬合調整を効率化させるジルコニア用コーティング4ZR

5倍速コントラ
推奨



スリットを
入れやすい
形態!




クラウンの分割 4ZRS-016

ブリッジの切断・クラウンの全周を削るケース 4ZR-012・014

ジルコニア用ダイヤコーティング

3層コーティングの上にさらに特別層を設けています。通常のコーティングを施した製品よりもダイヤモンド粒子が脱離しにくいので長期ご使用頂けます。



3種揃って
便利! 4ZRキット



4ZRS-016 4ZR-012 4ZR-014
(各1本入) ※ケース滅菌不可

価格 (3本入) **6,000円**

シャンク:FG/適正回転数:毎分16万回転/最高回転数:毎分45万回転

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用ダイヤモンドバー

形状	形状		
黒いイラストはほぼ実物大です			
品番(モデル)	4ZRS-016	4ZR-012	4ZR-014
作業長(mm)	4.0	8.0	8.0
最大径(mm)	1.6	1.2	1.4
全長(mm)	19.0	22.0	
価格(1本入)	2,100円		
価格(5本入)	9,700円		

販売名 コメットダイヤモンドバー
届出番号 27B2X00091000001

チタン冠・コバルトボンド撤去用カーバイドバー FG


1本2役! ポーセレン・レジン・メタルも同時に削るH4MC

5倍速コントラ
推奨



チッピングしにくいブレード設計で優れた切削能力と持続性を実現しました

破折を防止するためにネックは太く、ピラミッドシェイプブレードで欠けを防止します



形状	形状			
黒いイラストはほぼ実物大です				
品番	H4MC-012	H4MCL-012	H4MCXL-014	H4MCXXL-014
作業長(mm)	2.0	3.5	5.0	8.0
最大径(mm)	1.2		1.4	
全長(mm)	20.0			23.0
最高回転数(毎分)	45万			30万
価格(5本入)	7,100円			

シャンク:FG/適正回転数:毎分16万

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用カーバイドバー

販売名 コメットカーバイドバー
届出番号 27B2X00091000002

メタルクラウン撤去用カーバイドバー FG


金パラを素早く滑らかに切削 クラウンカッター H34

5倍速コントラ
推奨



切れ味を高めるブレードデザインと太いネックが破折を防ぐ

ラージブレード&ディープクロスカットでメタルクラウンを素早く撤去。FG#330と比べると約2倍のネック太さで破折しにくくなっています。



形状	形状	
黒いイラストはほぼ実物大です		
品番	H34-010	H34-012
作業長(mm)	2.0	
最大径(mm)	1.0	1.2
最高回転数(毎分)	45万	
価格(5本入)	6,500円	

シャンク:FG/全長:20mm/適正回転数:毎分16万

医療機器の分類 一般医療機器
一般的名称 歯科用カーバイドバー

販売名 コメットカーバイドバー
届出番号 27B2X00091000002



歯頸部から切端へ、45°

製造販売元 **株式会社モモセ歯科商会**

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35

TEL 06-6773-3333(代)

http://www.momose-dm.co.jp/ 株式会社モモセ歯科商会

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653(代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060(代)

お問い合わせは